

Spine Pack

Sacca di trasporto per tavola spinale



Sacca dedicata al trasporto e stoccaggio di tavole spinali Spencer.

Caratteristiche specifiche

- Tessuto in PVC facile da igienizzare
- Inserti rifrangenti per aumentare la visibilità
- Due ampie tasche con chiusura a zip per disporre accessori dedicati al primo soccorso
- Due fasce con occhielli metallici sul lato posteriore per appendere la sacca a parete
- Maniglie di trasporto con punto di presa in PVC

Dati tecnici

Dimensioni comparto principale	1900x480x80 ± 20mm
Dimensioni tasca grande	550x360x150 ± 20mm
Dimensioni tasca piccola	350x450x150 ± 20mm
Materiali	PVC, Nylon
Peso	1,88 ± 0,1 kg

SPINE PACK SACCA TRASP.
INTEGRATA TAV.SPIN.VUOTA
ST02102B

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it