

Spine Pack

Kit immobilizzazione



Kit di immobilizzazione comprensivo di sacca di trasporto . L'utilizzo congiunto di tavola spinale, cinture a ragno, e collari cervicali inclusi in questo kit, permette di stabilizzare il paziente durante le fasi di recupero e trasporto in ambulanza.

Caratteristiche specifiche

Tavola spinale caratterizzata da elevata solidità
Cinture a ragno per garantire un fissaggio completo del paziente
Fermacapo dotato di cinture mento e fronte
Fermacapo con apertura per ispezione auricolare
Cuscini del fermacapo morbidi per aumentare il comfort
Facilmente igienizzabile grazie alle superfici lisce e raccordate
Selezione collari monovalva Spencer Nec York
Telo isotermico utilizzabile in casi di ipotermia ed ustioni

Dati tecnici

Dimensioni tavola spinale	1800x440x65 ± 10 mm
Peso tavola spinale	7,4 ± 0,3 kg
Capacità di carico	192 kg
Peso cinture	460 g
Dimensioni fermacapo ¹	235x135x160 ± 5 mm
Peso fermacapo	1,5 kg
Materiali	PE, PU, PVC
Misure di collari incluse	Paediatric, Short, Regular
¹ Misura riferita ad un singolo blocco	

SPINE PACK SACCA TRASP.
INTEGRATA
TAV.SPIN.COMPLET
ST02103B



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it