

MARK UP

Sistema di personalización permanente



Sistema formado por dos conchas opuestas que se acoplan solidarizandose de forma permanente a la tabla espinal manteniendo visible su propia personalización.

Características específicas

Acoplamiento estanque e irreversible
Integración completa con la tabla espinal
Compatible con las tablas espinales Spencer
ROCK, ROCK PIN, TANGO

Datos técnicos

Dimensiones ventana personalización	62x62 mm
Materiales	Nylon, Policarbonato

MARK UP - SIST.PERSONALIZ. PERMANENTE
TAB.ESPINALES
ST02106A

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it