

TANGO

Tabla espinal pediátrico y de adulto integrados



Las tablas espinales Tango son dispositivos destinados a levantar e inmovilizar a los pacientes con posibles lesiones en la columna vertebral.

Características específicas

La tabla espinal adulto y pediátrico integrados ofrece una versatilidad sin igual

Tabla espinal pediátrica con zonas occipitales diferenciadas para adaptarse a las características anatómicas de los pacientes pediátricos

La tabla pediátrica se extrae de la tabla adulto con facilidad, garantizando rapidez en las operaciones de rescate y reduciendo al mínimo el almacenaje dentro de la ambulancia

La fijación del inmovilizador de cabeza a la tabla se hace por medio de correas strap. El inmovilizador está equipado con correas para la barbilla y la frente que mejoran la inmovilización de la cabeza

Accesorios opcionales

ST02102B	Spine Pack – Bolsa de transporte
ST02106A	MARK UP – SIST.PERS. PERM.TAB.ESPINALES
ST02105A	FIX BOARD – ANCLAJE VERT. TABLAS ESPINALES 10G

Datos técnicos

Dimensiones tabla espinal	1830 x 445 x 55 mm
Número de asas de transporte	14
Peso tabla pediátrica	3 kg
Peso tabla adulto	8 kg
Peso tabla espinal completa	11 kg
Dimensiones tabla pediátrica	1190 x 320 x 45 mm
Número de asas tabla pediátrica	10
Capacidad máxima tabla espinal	150 kg
Capacidad máxima tabla pediátrica	30 kg
Materiales	Poliétileno

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

TANGO TABLERO ESPINAL PEDIÁTRICO Y ADULTO INTEGRADO



ST02140C

Clasificación CND V0804

ID de registro 101670

Rev.0 (14/06/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it