

TANGO

Tavola spinale pediatrica e adulto integrate



Le tavole spinali Tango sono dispositivi destinati a sollevare e immobilizzare pazienti con sospette lesioni alla colonna vertebrale.

Caratteristiche specifiche

La tavola spinale adulto e pediatrica integrate, offrono una versatilità di utilizzo senza paragoni

Tavola spinale pediatrica con zone occipitali differenziate per adattarsi alle caratteristiche anatomiche dei pazienti pediatrici

La spinale pediatrica si estrae da quella adulta con estrema facilità, garantendo rapidità nelle operazioni di soccorso e minimizzando gli ingombri all'interno dell'ambulanza

Il fissaggio del fermacapo alla spinale avviene per mezzo di fasce strap ed è dotato di cinture mento e fronte che migliorano l'immobilizzazione del capo

Dati tecnici

Dimensioni tavola spinale	1830 x 445 x 55 mm
Numero di maniglie di trasporto	14
Peso spinale adulto	8 kg
Peso spinale pediatrica	3 kg
Peso spinale completa	11 kg
Dimensioni spinale pediatrica	1190 x 320 x 45 mm
Numero di maniglie spinale pediatrica	10
Portata massima tavola spinale	150 kg
Portata massima spinale pediatrica	30 kg
Materiali	Polietilene

Accessori opzionali

ST02102B	Spine Pack – Sacca di trasporto
ST02106A	MARK UP – Sistema di personalizzazione permanente per tavola spinale
ST02105A	FIX BOARD – Fissaggio verticale tavole spinali 10g

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

TANGO TAVOLA SPINALE.PEDIATR.E ADULTO INTEGR.



ST02140C

Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	101670

Rev.0 (14/06/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it