

TANGO

Pełnowymiarowa i pediatryczna zintegrowana deska ortopedyczna



Deska ortopedyczna do zaopatrzenia, unieruchomienia i transfer na nosze pacjentów dorosłych lub pediatrycznych z podejrzeniem urazu kręgosłupa.

Cechy charakterystyczne

Integracja deski pełnowymiarowej z pediatryczną zapewnia pełną uniwersalność.

Deska pediatryczna z regulowaną częścią podpotyliczną umożliwia dostosowanie do różnych pacjentów.

Deska pediatryczna może być łatwo odłączona ułatwiając działania ratunkowe i zmniejszając powierzchnię składowania. Łatwość montażu unieruchomienia głowy.

Dane techniczne

Wymiary deski pełnej	1830x445x60 ± 5 mm
N° uchwytów	14
Waga deski pediatrycznej	2 kg
Waga deski pełnej	8 kg
Waga zestawu	10 kg
Wymiary deski pediatrycznej	1195x320x45 ± 5 mm
N° uchwytów d. pediatrycznej	10
Materiały	PE, PVC, Nylon

Akcesoria

ST02102B	Spine pack – torba transportowa
ST02106A	MARK UP – System personalizacji/oznakowania
ST02105A	FIX BOARD Mocowanie ścienne 10G

Class I Med.Device according to Dir. 93/42/CEE

TANGO ADULT AND PAEDIATRIC SPINE BOARD

ST02140C

Klasyfikacja CND V0804

Numer rejestracji 101670



Rev.5 (02/11/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it