


Baby Go

Tavola spinale pediatrica



Dispositivo di immobilizzazione destinato al recupero e al trasferimento su barella di pazienti pediatrici.

Caratteristiche specifiche

Tavola spinale pediatrica con zone occipitali differenziate per adattarsi alle caratteristiche anatomiche dei pazienti pediatrici

Il fissaggio del fermacapo alla spinale avviene per mezzo di fasce strap ed è dotato di cinture mento e fronte che migliorano l'immobilizzazione del capo.

Questa versione è equipaggiata con fermacapo

Dati tecnici

Dimensioni	1195x320x45 ± 5 mm
N° maniglie	10
Peso spinale pediatrica	2,2 kg
Materiali	PE, PVC, Nylon

DM di classe I in accordo alla dir. 93/42/CEE

BABY GO TAVOLA SPINALE PEDIATRICA
CON FERMACAPO.

ST02142B

Classificazione CND V0804

Identificativo registrazione 101676



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it