

SET DUE FASCE

Per tavola spinale Baby Go



Fasce di ricambio per tavola spinale Baby Go.

Caratteristiche specifiche

Dotate di asole e fasce strap per un fissaggio rapido del fermacapo pediatrico

Una volta applicate come le componenti originali, permettono di identificare in modo estremamente intuitivo quale lato della tavola spinale utilizzare, al fine di ottenere il miglior adattamento al paziente pediatrico

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Dimensioni | 300x80 ± 10 mm |
| Asole per fissaggio fermacapo | 4 |
| Fasce strap | 2 per fascia |
| Materiali | PVC, Nylon |

SET DUE FASCE BABY GO
ST02143B

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it