

# FLASH 25

## Sistema de inmovilización



Sistema de inmovilización para la recuperación y la transferencia de pacientes adultos y pediátricos a la camilla.

### Características técnicas

- La tabla espinal adulto y pediátrico integrados ofrece una versatilidad sin igual.
- Tabla espinal pediátrica con zonas occipitales diferenciadas para adaptarse a las características anatómicas de los pacientes pediátricos
- Correas tipo araña con metro integrado para comprobar la altura del paciente y elegir de qué lado utilizar la tabla.
- Base del inmovilizador de cabeza acolchada para aumentar la comodidad de los pacientes
- La fijación del inmovilizador de cabeza se asegura mediante cintas autoadhesivas, cinturones mentón y frente para la inmovilización
- Grandes aberturas laterales para permitir la inspección de las orejas
- Almohadas del inmovilizador de cabeza extremadamente suaves para aumentar la comodidad del paciente
- Correas tipo araña regulables aseguran un mayor nivel de inmovilización y adaptabilidad

### Accesorios

ST02102B	Spine pack – bolsa de transporte
ST02106A	MARK UP – Sistema de personalización permanente
ST02105A	FIX BOARD – Sistema de enganche 10G para tabla espinal

### Datos técnicos

Dimensiones tabla espinal	1830x445x60 ± 5 mm
N° asas de transporte	14
Peso tabla espinal	9,2 kg
Tabla espinal pediátrica	1195x320x45 ± 5 mm
N° asas tabla espinal pediátrica	10
Peso tabla espinal pediátrica	2,2 kg
Dimensiones almohada adulto <sup>(1 pieza)</sup>	235x135x160 ±10mm
Dimensiones base inmovilizador de cabeza	380x270x20 ±10mm
Peso inmovilizador de cabeza adulto	1,5 ±0,1 kg
Dimensiones almohada pediátrica	190x70x120 ± 5mm
Peso almohada pediátrica	560 ± 10g
Peso correas adultos	750 ± 20 g
Peso correas pediátricas	460 ± 10 g
Materiales	PE, Nylon, TPU

DM marcados CE según la Dir. 93/42/CEE

FLASH 25 - TANGO+ROCK  
STR.AD./PED.+CONTOUR+PEDI GO  
ST02147C



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)