

FLASH 25

Sistema di immobilizzazione



Sistema di immobilizzazione per il recupero e il trasporto su barella primaria di pazienti adulti e pediatrici.

Caratteristiche specifiche

L'integrazione di tavola spinale adulto e pediatrica, offrono versatilità senza paragoni.

Tavola spinale pediatrica con aree occipitali differenziate per adattarsi alle caratteristiche anatomiche dei pazienti pediatrici

Spinale pediatrica dotata di cinture ragno dedicate con metro integrato che permette di verificare l'altezza del paziente, individuando quale lato della tavola spinale utilizzare

La base del fermacapo adulto è imbottita per aumentare il comfort del paziente

Il fissaggio del fermacapo avviene per mezzo di cinturini con strap ed è dotato di fasce mento fronte per migliorare l'immobilizzazione del capo.

Fermacapo adulto e pediatrico dotati di ampie aperture laterali per consentire l'ispezione auricolare

La morbida imbottitura dei cuscini aumenta il comfort del paziente

Le cinture ragno adulto con chiusura strap regolabile forniscono un elevato livello di immobilizzazione garantendo elevata adattabilità

Accessori

ST02102B	Spine pack – sacca di trasporto
ST02106A	MARK UP – Sist. di personalizz. permanente
ST02105A	FIX BOARD – Fiss. Vert. 10G per tavole spinali

Dati tecnici

Dimensioni tavola spinale	1830x445x60 ± 5 mm
N° maniglie di trasporto	14
Peso tavola spinale	9,2 kg
Tavola spin. pediatrica	1195x320x45 ± 5 mm
N° maniglie tavola pediatrica	10
Peso tavola pediatrica	2,2 kg
Dimensioni cuscino adulto ^(1 pezzo)	235x135x160 ±10mm
Dimensione base fermacapo	380x270x20 ±10mm
Peso fermacapo adulto	1,5 ±0,1 kg
Dimensioni cuscino pediatrico	190x70x120 ± 5mm
Peso cuscino pediatrico	560 ± 10g
Peso cinture adulto	750 ± 20 g
Peso cinture pediatriche	460 ± 10 g
Materiali	PE, Nylon, TPU

DM marcato CE in accord alla dir. 93/42/CEE

FLASH 25 - TANGO+ROCK
STR.AD./PED.+CONTOUR+PEDI GO
ST02147C



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it