

FLASH 26

Sistema di immobilizzazione



Sistema di immobilizzazione destinato al recupero e al trasferimento su barella di pazienti adulti e pediatrici.

Caratteristiche specifiche

La tavola spinale adulto e pediatrica integrate, offrono una versatilità di utilizzo senza paragoni.

Tavola spinale pediatrica con zone occipitali differenziate per adattarsi alle caratteristiche anatomiche dei pazienti pediatrici
Spinale pediatrica dotata di Cinture a ragno specifiche con metro integrato per verificare la statura del paziente e scegliere quale lato della tavola spinale utilizzare.

Fermacapo e spinale pediatrica si ottengono da quella adulta con estrema facilità, garantendo rapidità nelle operazioni di soccorso e minimizzando gli ingombri all'interno dell'ambulanza

Il fissaggio del fermacapo alla spinale avviene per mezzo di fasce strap ed è dotato di cinture mento e fronte che migliorano l'immobilizzazione del capo.

Fermacapo adulto e pediatrico sono dotati di ampie aperture laterali per consentire l'ispezione auricolare.

Il rivestimento morbido dei cuscini aumenta il comfort del paziente

Cinture ragno regolabili con chiusure strap per offrire un maggior livello di immobilizzazione e adattabilità

Accessori opzionali

ST02102B	Spine pack – Sacca di trasporto
ST02106A	MARK UP - SIST.PERS. PERM.TAV.SPINALI
ST02105A	FIX BOARD - FISSAGGIO VERT. TAVOLE SPINALI 10G

Dati tecnici

Dimensioni tavola spinale	1830x445x60 ± 5 mm
N° maniglie di trasporto	14
Peso spinale completa	9,2 kg
Dimensioni spinale pediatrica	1195x320x45 ± 5 mm
N° maniglie spinale pediatrica	10
Peso spinale pediatrica	2,2 kg
Dimensioni fermacapo completo	380x265x180 ± 10 mm
Peso fermacapo completo	2070 ± 20 g
Peso cinture adulto	750 ± 20 g
Peso cinture pediatriche	460 ± 10 g
Materiali	PE, Nylon, TPU

DM marcato CE in accordo alla dir. 93/42/CEE

FLASH 26 - TANGO + TANGOFIX +
REFLEX STRAPS + RSP

ST02148C

Identificativo registrazione



43743

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it