

FLASH 27

Sistema de imobilização



Sistema de imobilização para a recuperação e a transferência de pacientes adultos e pediátricos na maca.

Características específicas

O plano duro adulto e pediátrico integrados, oferece uma versatilidade incomparável.

Plano duro pediátrico com áreas occipitais diferenciadas para se adaptar às características anatômicas dos pacientes pediátricos

Plano duro pediátrico equipado com cintos aranha específicos com medidor integrado para verificar a altura do paciente e escolher qual lado do plano duro se deve utilizar.

Imobilizador e plano duro pediátrico são obtidos a partir do plano duro adulto, garantindo rapidez nas operações de resgate e minimizando as dimensões globais dentro da ambulância

A fixação do imobilizador de cabeça ao plano duro ocorre por meio cintos strap. O imobilizador está equipado com cintos de queixo e testa que melhoram a imobilização da cabeça.

O Imobilizador de cabeça adulto e pediátrico tem grandes aberturas laterais para permitir a inspeção dos ouvidos.

O revestimento macio das almofadas aumenta o conforto do paciente

Cintos aranha ajustáveis para proporcionar um maior nível de imobilização e adaptabilidade

Acessórios opcionais

ST02102B	Spine pack – Saco de transporte
ST02106A	MARK UP – Sist. de personalização permanente para planos duros
ST02105A	FIX BOARD – FIXAÇÃO VERT. PLANOS DUROS 10G

Dados técnicos

Dimensões planos duros	1830x445x60 ± 5 mm
N° pegas de transporte	14
Peso plano duro completo	9,2 kg
Dimensões plano duro pediátrico	1195x320x45 ± 5 mm
N° pegas plano duro pediátrico	10
Peso plano duro pediátrico	2,2 kg
Dimensões imobilizador de cabeça completo	380x265x180 ± 10 mm
Peso imobilizador de cabeça completo	2070 ± 20 g
Peso cintos aranha adulto	750 ± 20 g
Peso cintos aranha pediátricos	460 ± 10 g
Materiais	PE, Nylon, TPU

DM marcado CE de acordo com a dir. 93/42/CEEDM

FLASH 27 - TANGO + TANGOFIX + ROCK STRAPS + RSP

ST02180C



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it