

## FLASH 28

### Kit de inmovilización pediátrico



Sistema de inmovilización para pacientes pediátricos. El uso conjunto de tabla espinal, cinturones araña e inmovilizador de cabeza incluidos en este kit, puede estabilizar al paciente durante el rescate y el transporte en ambulancia.

#### Características específicas

Tabla espinal con zonas occipitales diferentes para adaptarse a las características anatómicas de los paciente pediátricos.

Correas tipo araña con metro integrado para comprobar la altura del paciente y elegir de qué lado utilizar la tabla.

Inmovilizador de cabeza con fijación strap y banda frontal y mentonera

Inmovilizador de cabeza con abertura auricular para inspección

Almohadas del inmovilizador de cabeza extremadamente suaves para aumentar la comodidad del paciente

Fácil de limpiar gracias a las superficies lisas y conectadas

#### Accesorios opcionales

ST02144B – Soporte de pared para Baby go

#### Datos técnicos

Dimensiones tabla espinal	1195x320x45 mm
Peso tabla espinal	2,2 kg
Peso cinturones	350 g
Dimensiones inmovilizador de cabeza <sup>1</sup>	190x70x120 mm
Peso inmovilizador de cabeza	650 g
Materiales	PE, Nylon, PVC
Capacidad	30 kg
<small><sup>1</sup>Medida riferida a un solo bloque</small>	

FLASH 28 - BABY GO + PEDI GO  
+ RSP STRAPS  
ST02190B



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)