

FLASH 28

Kit immobilizzazione pediatrico



Sistema di immobilizzazione per pazienti pediatrici . L'utilizzo congiunto di tavola spinale, cinture a ragno e fermacapo inclusi in questo kit, permette di stabilizzare il paziente durante le fasi di recupero e trasporto in ambulanza.

Caratteristiche specifiche

Tavola spinale con zone occipitali differenziate per adattarsi alle caratteristiche anatomiche dei pazienti pediatrici

Cinture a ragno con metro integrato per verificare la statura del paziente e scegliere quale lato della tavola spinale utilizzare.

Fermacapo con fissaggio a strap dotato di cinture mento e fronte

Fermacapo con apertura per ispezione auricolare
Cuscini del fermacapo estremamente morbidi per aumentare il comfort

Facilmente igienizzabile grazie alle superfici lisce e raccordate

Accessori opzionali

ST02144B – Supporto a muro per Baby go

Dati tecnici

Dimensioni tavola spinale	1195x320x45 mm
Peso tavola spinale	2,2 kg
Peso cinture	350 g
Dimensioni fermacapo ¹	190x70x120 mm
Peso fermacapo	650 g
Materiali	PE, Nylon, PVC
Capacità di carico	30 kg

¹Misura riferita ad un singolo blocco

FLASH 28 - BABY GO + PEDI
GO + RSP STRAPS
ST02190B



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it