

FLASH 28

Kit imobilização pediátrico



Sistema de imobilização para pacientes pediátricos. A utilização conjunta de plano rígido, cintos aranha e imobilizador de cabeça incluídos neste kit, permite estabilizar o paciente durante as fases de recuperação e transporte em ambulância.

Características específicas

Plano duro com áreas occipitais diferenciadas para se adaptar às características anatômicas de pacientes pediátricos

Cintos tipo aranha com medidor integrado para verificar a altura do paciente e escolher que lado do plano usar.

Imobilizador de cabeça com fixação strap com cintos queixo e testa

Imobilizador de cabeça com a abertura para inspeção dos ouvidos

Almofadas para imobilizador extremamente suave para aumentar o conforto

Fácil de limpar devido a superfícies lisas

Acessórios opcionais

ST02144B – Suporte de parede para Baby go

Dados técnicos

Dimensões plano duro	1195x320x45 mm
Peso plano duro	2,2 kg
Peso cintos	350 g
Dimensões imobilizador de cabeça ¹	190x70x120 mm
Peso imobilizador de cabeça	650 g
Materiais	PE, Nylon, PVC
Capacidade	30 kg

FLASH 28 - BABY GO + PEDI
GO + RSP STRAPS
ST02190B



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it