

FLASH 29

kit de inmovilización



Kit de inmovilización completo. El uso conjunto del tablero espinal, correas tipo araña, inmovilizador de cabeza que se incluye en este kit, permite de estabilizar el paciente durante las fases de recuperación y transporte en ambulancia.

Características específicas

Estructura fuerte y ligera
Correas tipo araña con bandas autoadherentes
Inmovilizador cabeza con aperturas laterales para permitir la inspección de la oreja
Almohadas suaves para una mejor comodidad
Las amplia base autoadherente permite un fácil posicionamiento de las almohadas
Bandas para frente y barbilla ajustables y con acolchado para optimizar la inmovilización
Superficies lisas fáciles de limpiar
MARK UP – sistema de personalización permanente integrado

Incluido en el kit

ST02061B	B-Back pin
ST02039A	T T-STRAPS - SISTEMA DE CORREAS UNIVERSALES.
SH00110A	Super blue – Inmovilizador de cabeza

Accesorios Opcionales

ST02105A	Fix board – anclaje vertical 10g
ST02108A	Fix board – anclaje horizontal 10g

Detalles técnicos

Dimensiones tablero espinal	1840x405x45 ± 5mm
Peso tablero espinal	6,5 ± 0,3 kg
Nº asas	14
Capacidad	180 kg
Peso	800 ± 20g
Tamaño de la almohada ¹	255x85x160 mm
Tamaño base ²	365x260x20 mm
Peso inmovilizador de cabeza	1,46 ± 0,07 kg
Materiales	PE, Nylon, PVC
¹ Tamaño de la única almohada	
² con exclusión de las islas	

DM marcado CE de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

FLASH 29 - B-BAK PIN + S.BLUE + T
STRAPS + MARK UP
ST02195B



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it