

FLASH 29

Kit d'immobilisation



Kit d'immobilisation complet. L'utilisation conjointe de plan dur, des ceintures araignées et du dispositif d'immobilisation de la tête inclus dans ce kit permet de stabiliser le patient pendant les phases de récupération et de transport dans l'ambulance.

Caractéristiques spécifiques

Plan dur compacte et légère
Ceintures araignées avec fermetures à strap
Dispositif d'immobilisation de la tête avec ouverture pour l'inspection des oreilles
Coussinets souples pour un confort accru
Les grandes surfaces strap permettent une fixation facile d'immobilisation de la tête
Bandes réglables au niveau du menton et du front avec inserts en caoutchouc adhérents pour optimiser l'immobilisation.
Surfaces lisses qui peuvent être facilement nettoyées.
Mark-Up intégré pour une personnalisation permanente

Inclus dans le kit

ST02061B	B-Back pin – plan dur jaune avec broche
ST02039A	T-Straps – Ceintures araignées universelles pour plan dur
SH00110A	Super bleu – Immobilisation de tête universel

Accessoires

ST02105A	Plan dur fixé – fixation verticale 10 g pour plan dur
ST02108A	Plan dur fixé – fixation horizontale 10 g pour plan dur

Caractéristiques techniques

Dimensions plan dur	1840x405x45 ± 5mm
Poids plan dur	6,5 ± 0,3 kg
Poignées	14
Capacité de charge	180 kg
Poids de la ceinture	800 ± 20g
Coussin d'immobilisation de tête ¹	255x85x160 mm
Dimensions de la base immobilisation de tête ²	365x260x20 mm
Poids d'immobilisation de la tête	1,46 ± 0,07 kg
Matériaux	PE, Nylon, PVC
¹ Dimensione del singolo cuscino	
² Asole escluse	

DM marcato CE en accord alla dir. 93/42/CE

FLASH 29 - B-BAK PIN + S.BLUE + T
STRAPS + MARK UP
ST02195B



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it