

FLASH 29

Kit immobilizzazione



Kit di immobilizzazione completo. L'utilizzo congiunto di tavola spinale, cinture a ragno, e fermacapo inclusi in questo kit, permette di stabilizzare il paziente durante le fasi di recupero e trasporto in ambulanza.

Caratteristiche specifiche

Tavola spinale compatta e leggera
Cinture a ragno con chiusure strap
Fermacapo con apertura per ispezione auricolare
Cuscini del fermacapo morbidi per aumentare il comfort
Ampie zone strap consentono un fissaggio semplice
posizionamento del fermacapo
Fasce mento e fronte regolabili con inserti in gomma aderente per ottimizzare l'immobilizzazione
Superfici lisce facilmente igienizzabili
Mark-Up integrato per una personalizzazione permanente

Inclusi nel kit

ST02061B	B-Back pin – Tavola spinale gialla con pin
ST02039A	T-Straps – Cinture ragno universali per tav.spin.
SH00110A	Super blue – Fermacapo universale

Accessori

ST02105A	Fix board – fissaggio vertical 10 g per tav. Spin.
ST02108A	Fix board – fissaggio orizz. 10 g per tav.spin.

Dati tecnici

Dimensioni tavola spinale	1840x405x45 ± 5mm
Peso tavola spinale	6,5 ± 0,3 kg
Maniglie	14
Capacità di carico	180 kg
Peso cinture	800 ± 20g
Dimensioni cuscino fermacapo ¹	255x85x160 mm
Dimensioni base fermacapo ²	365x260x20 mm
Peso fermacapo	1,46 ± 0,07 kg
Materiali	PE, Nylon, PVC
¹ Dimensione del singolo cuscino	
² Asole escluse	

DM marcato CE in accord alla dir. 93/42/CE

FLASH 29 - B-BAK PIN + S.BLUE + T STRAPS + MARK UP
ST02195B



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it