


## FLASH 32

### Kit de inmovilización



Kit de inmovilización completo. El uso conjunto de tabla espinal, cinturones araña y inmovilizador de cabeza incluidos en este kit, permite estabilizar al paciente durante las etapas de recuperación y transporte en ambulancia.

#### Características específicas

Tabla espinal compacta y ligera
Correas araña con cierres de correa
Inmovilizador de cabeza con abertura para la inspección auricular
Suaves cojines del inmovilizador para aumentar la comodidad
Amplias zonas de correas permiten una fijación sencilla del inmovilizador
Correas barbilla y frente regulables con goma adherente para optimizar la inmovilización
Superficies lisas fácil de limpiar

#### Accesorios

ST02105A	Fix board – anclaje vertical 10 g para tablas
ST02108A	Fix board – anclaje horiz. 10 g para tablas

#### Datos técnicos

Dimensiones tabla espinal	1840x405x45 ± 5mm
Peso tabla espinal	6,5 ± 0,3 kg
Asas	14
Capacidad	454 kg
Peso cinturones	650 ± 20g
Dimensiones almohada inmovilizador <sup>1</sup>	235x130x160 mm
Dimensiones base inmovilizador <sup>2</sup>	390x260x15 mm
Peso inmovilizador	1,5 ± 0,1 kg
Materiales	PE, Nylon, PVC
<sup>1</sup> Dimensión de cada almohada	
<sup>2</sup> Ojales excluidos	

DM marcado CE de acuerdo con la dir. 93/42/CE

FLASH 32 - B-BAK PIN MAX +  
CONTOUR +T STRAPS  
ST02197B



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)