

Pedi Loc

Sistema de inmovilización pediátrico



Las tablas espinales Pedi Loc son dispositivos destinados a levantar e inmovilizar a los pacientes con posibles lesiones en la columna vertebral.

Características específicas

El alto número de bandas y la mucca posibilidades de ajustes proporcionan una inmovilización extremadamente eficaz

El pequeño tamaño permite un fácil manejo en espacios reducidos

Extraíble para un mejor saneamiento

Datos técnicos

Dimensiones	1220 x 250 x 30 mm
Número de asas de transporte	5
Medidas inmovilizador de cabeza	185 x 65 x 120 mm
Bandas de fijación para	Hombros, pecho, cuenca, fémur, tibia
Materiales	PVC, Madera, Poliuretano
Peso (con bolsa y accesorios)	4,8 kg
Capacidad máxima	30 kg

Equipamiento de serie

Pedi Go – Inmovilizador de cabeza pediátrico

Spine Pack – Bolsa de transporte

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

PEDI LOC - SISTEMA
INMOVILIZACIÓN/TRANSP.
PEDIÁTRICO

ST02600C

Clasificación CND

ID de registro



V0804

101701

Rev.0 (14/06/2021)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it