

Pedi Loc

Sistema di immobilizzazione pediatrico



Le tavole spinali Pedi Loc sono dispositivi destinati a sollevare e immobilizzare pazienti con sospette lesioni alla colonna vertebrale.

Caratteristiche specifiche

L'elevato numero di fasce e le numerose possibilità di regolazione, garantiscono un'immobilizzazione estremamente efficace

Le dimensioni contenute consentono una facile movimentazione anche in spazi ristretti

Sfoderabile per una miglior igienizzazione

Dati tecnici

Dimensioni	1220 x 250 x 30 mm
Numero di maniglie di trasporto	5
Dimensioni fermacapo	185 x 65 x 120 mm
Fasce di fissaggio per	Spalle, Torace, Bacino, Femore, Tibia
Materiali	PVC, Legno, Poliuretano
Peso (con sacca e accessori)	4,5 kg
Portata massima	30 kg

Accessori di serie

Pedi Go – Fermacapo pediatrico

Spine Pack – Sacca di trasporto

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

PEDI LOC - SIST.
IMMOBILIZ./TRASPORTO
PEDIATRICO

ST02600C

Classificazione CND V0804

Identificativo registrazione 101701



Rev.0 (14/06/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it