

Pedi Loc

Pediatryczny system unieruchamiający



System unieruchamiający przeznaczony do zabezpieczenia i przeniesienia na nosze pacjentów pediatrycznych o wadze do 30 kg i wzroście do 120cm.

Cechy charakterystyczne

Ilość pasów i ich możliwości regulacyjne, zapewniają efektywne unieruchomienie.
Niewielkie rozmiary umożliwiają pracę w ograniczonej przestrzeni.
Łatwy w czyszczeniu, zdejmowany pokrowiec.

Dane techniczne

Wymiary	1220x250x30 ± 10mm
Ilość uchwytów	5
Wymiary stab. głowy	185x65x120 mm
Pasy mocujące	Ramiona, Klatka piersiowa, Miednica, Udo, Podudzie
Materiały	PVC, Nylon, Drewno, PU, PE, TPU
Waga	4,2 kg
Waga z torbą	4,8 kg

Wyposażenie standardowe

SH00262A	Pedi Go – Pediatryczne unieruchomienie głowy
ST02102B	Spine pack – Torba transportowa

Klasa I Urz. Med. Zgodnie z Dir. 93/42/CEE

PEDI-LOC PEDIATRIC
IMMOBILIZATION SYSTEM

ST02600C

Klasyfikacja CND



V0804

Numer rejestracji

101701

Rev.3 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it