

## PEDI PACK

SISTEMA INTEGRATO DI SOCCORSO  
E TRASPORTO DEL BAMBINO TRAUMATIZZATO



Sacca per l'alloggiamento dei principali dispositivi comunemente impiegati nelle procedure di primo soccorso e recupero di bambini traumatizzati.

### Caratteristiche specifiche

Possibilità di inserire una tavola spinale con dimensioni massime di 1250x300MM.

Compatibile con le tavole spinali pediatriche Spencer Baby-Go e Pedi Loc

Il vano dedicato alla tavola spinale si apre completamente per offrire un facile accesso al contenuto ed è dotato di chiusura a zip

Ampia tasca a rete gommata sul lato interno della patta anteriore

3 vani separati sul lato anteriore con chiusura a zip

Maniglia di trasporto rivestita in PVC per una maggior comodità e per offrire una miglior presa

Il perimetro rinforzato conferisce elevata resistenza

### Dati tecnici

Dimensioni vano principale	1250x300x150 mm
Dimensioni tasche anteriori	290x210x110 mm
Volume totale	76 l
Materiali	PVC, PP
Peso	1,61 ± 10g

PEDI PACK - SIST.INTEGR.SOCC/TRASP BAMBINO (VUOTA)  
**ST02700B**

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)