

SPENCER SHELL

Barella basket universale



Le barelle basket Spencer Shell sono presidi destinati al recupero e trasporto dei pazienti, utilizzabili per operazioni di soccorso in quei casi in cui sia necessario tutelare il paziente da urti laterali e non sia possibile intervenire con le normali attrezzature di trasporto. I dispositivi sono verricellabili con sistemi di sollevamento applicati ad ancoraggi fissi mantenendo in tutti i casi la barella in posizione orizzontale rispetto al suolo e solo se dotata di sistema di imbracatura Spencer. Non è previsto che il paziente possa intervenire sui dispositivi.

Caratteristiche specifiche

Il corpo a guscio unico la rende estremamente sicura e maneggevole

Telaio perimetrale offre rigidità e permette di avere una presa salda sulle maniglie

Dotata di occhielli per il fissaggio dei moschettoni

Cima perimetrale per il fissaggio delle cinture ed eventuali accessori

Slitte nella parte inferiore della scocca per diminuire l'attrito in caso di trascinalenti a terra

Materasso per aumentare il comfort del paziente

Accessori opzionali

ST04525B	STX 537 – Galleggiante universale un pezzo
ST04518A	STX 518 – Galleggiante universale due pezzi
ST04519C	STX 519 – Imbracatura regolabile
ST04522B	STX 540 – Imbracatura fissa
ST04040A	STX 40 – Sacca di trasporto per Shell

Accessori di serie

STX 592 – Cinture due pezzi con gancio in metallo (sono fornite 3 cinture)

Poggiapiedi

Dati tecnici

Lunghezza	2150 ± 10 mm
Larghezza	650 ± 10 mm
Altezza	200 ± 10 mm
Numero di maniglie	12
Materiali	PE, PP, Al
Peso ^(senza accessori)	12,5 ± 0,5 kg
Capacità di carico	280 kg

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

SPENCER SHELL ARANCIO BARELLA

BASKET C/3 STX592

ST04000A

Classificazione CND



V0899

Identificativo registrazione

171960

Rev.0 (27/11/2020)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it