


Materassino di ricambio

Per Shell e Twin Shell



Materassino a due pezzi di ricambio per barelle Basket Shell e Twin shell.

Caratteristiche specifiche

Semplice da applicare grazie agli inserti strap

Dati tecnici

Dimensioni parte superiore	945x370 ± 10 mm
Dimensioni parte inferiore	955x370 ± 10 mm
Materiale	EVA

TAPPETO SHELL/TWIN C/VELCRO

M CUCITO (2 PZ.)

ST04007

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it