

POGGIAPIEDI

Per barelle basket



Poggiapiedi destinato a limitare gli spostamenti longitudinali del paziente durante l'utilizzo delle barelle basket Spencer.

Caratteristiche specifiche

Corpo principale leggero e resistente con ampia superficie d'appoggio

Facilmente igienizzabile

Flessibilità di utilizzo garantita dalla gancio di fissaggio aggiuntivo

Dati tecnici

Dimensioni guscio	350x65x160 ± 10 mm
Distanza tra i ganci	Min 560 mm Max 660 mm
Materiale	PE, Nylon, Acciaio
Peso	420 ± 20g

Class I Med.Device according to Dir. 93/42/CEE

POGGIAPIEDI SHELL E TWIN

SHELL

ST04011A

Classificazione CND



V0899

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it