

TWIN SHELL

Camilla nido divisible



Las camillas tipo cesta Spencer Twin Shell son instrumentos destinados a la recuperación y al transporte de los pacientes, se usan para operaciones de rescate en caso de que sea necesario proteger al paciente de impactos laterales y de que no sea posible intervenir con los equipos normales de transporte. Los dispositivos pueden equiparse con sistemas de elevación aplicados a anclajes fijos que mantengan la camilla en posición horizontal con respecto al suelo y solo si está equipada con un sistema de eslingas Spencer. No está previsto que el paciente pueda intervenir en los dispositivos.

Características específicas

- Las dos partes se acoplan rápidamente gracias a un sistema integrado en la estructura
- El bastidor perimetral proporciona rigidez y permite tener un firme control sobre las asas
- Equipada con anillos para los ganchos de fijación
- Cuerda perimetral para fijar los cinturones y accesorios
- La forma de la parte inferior reduce la fricción durante los procedimientos de arrastre
- Colchón para aumentar el confort del paciente
- Compatible con todas las tablas espinales Spencer

Accesorios opcionales

ST04525B	STX 537 – Flotadores universales una pieza
ST04518A	STX 518 – Flotadores universales dos piezas
ST04519C	STX 519 – Tracción regulable
ST04522B	STX 540 – Tracción fija
ST04010A	STX 10 – Bolsa de transporte Twin Shell

Equipamiento de serie

- STX 592 – Tres cinturones a dos piezas con metal
- Apoyapiés

Datos técnicos

Longitud	2140 ± 5 mm
Longitud por separado	1180 mm
Ancho	650 mm
Altura	200 mm
Número de asas	12
Materiales	PE, PP, Al, Acero
Peso <small>(sin accesorios)</small>	13,8 kg
Capacidad	280 kg

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

SPENCER TWIN SHELL NARANJA
CAMILLA NIDO CON 3 STX592



ST04020A

Clasificación CND V0899

ID de registro 171981

Rev.0 (27/11/2020)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it