

## TWIN SHELL

### Barquette de sauvetage divisible



Les civières de transport Spencer Twin Shell sont des protections pour la récupération et le transport des patients qui peuvent être utilisées pour des opérations de secours dans les cas où il est nécessaire de protéger le patient des chocs latéraux et qu'il n'est pas possible d'intervenir avec les équipements de transport normaux. Les dispositifs peuvent être reliés à un treuil avec des systèmes de levage applicables à ancrages fixes en maintenant dans tous les cas la civière en position horizontale par rapport au sol et uniquement si elle est équipée d'un système d'élingage Spencer. Le patient ne peut pas intervenir sur les dispositifs.

#### Caractéristiques spécifiques

Les deux parties de la coque peuvent se séparer facilement grâce à un système intuitif et sans aucun outils spécifique

La structure périmètre confère rigidité et permet d'empoigner aisément les poignées de transport

Équipée de 4 œillets permettant d'accrocher les sangles de levage avec mousquetons

Corde périmètre permettant l'arrimage des sangles patient et des accessoires

La forme et la structure de la partie inférieure réduit sensiblement la friction sur le sol durant les opérations de treuillage

#### Accessoires en option

ST04525B	STX 537 – Bouée de sauvetage un élément
ST04518A	STX 518 – Bouée de sauvetage deux éléments
ST04519C	STX 519 – Sangle de levage ajustable
ST04522B	STX 540 – Sangle de levage fixe
ST04010A	STX 10 – Sac de transport/stockage

#### Accessoires de base

STX 592 - Trois sangles de maintien à 2 éléments avec boucle en métal

Repose-pieds

#### Données techniques

Longueur	2140 ± 5 mm
Longueur séparée	1180 mm
Largeur	650 mm
Hauteur	200 mm
Numéro de poignées	12
Matériaux	PE, PP, Al, Acier
Poids (sans accessoires)	13,8 kg
Capacité de portage maximale	280 kg

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

SPENCER TWIN SHELL ORANGE  
BARQUETTE DE SAUVETAGE AVEC  
3 STX592  
ST04020A



CND Classification V0899  
Identifiant d'enregistrement 171981

Rev.0 (27/11/2020)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)