

## TWIN SHELL

### Barella basket divisibile



Le barelle basket Spencer Twin Shell sono presidi destinati al recupero e trasporto dei pazienti, utilizzabili per operazioni di soccorso in quei casi in cui sia necessario tutelare il paziente da urti laterali e non sia possibile intervenire con le normali attrezzature di trasporto. I dispositivi sono verricellabili con sistemi di sollevamento applicati ad ancoraggi fissi mantenendo in tutti i casi la barella in posizione orizzontale rispetto al suolo e solo se dotata di sistema di imbracatura Spencer. Non è previsto che il paziente possa intervenire sui dispositivi.

#### Caratteristiche specifiche

- Le due parti si disassemblano in modo facile e veloce grazie a un Sistema ad incastro
- Il telaio perimetrale permette un'ottima rigidità e un buon punto di presa per la movimentazione
- Dotati di anelli per fissare i ganci
- Corda perimetrale per fissare accessori
- Gli angoli arrotondati della parte inferiore della barella permettono una minore frizione durante il trascinamento su parti accidentate
- Materasso per aumentare il comfort
- Compatibile con tutte le tavole spinali Spencer

#### Accessori

ST04525B	STX 537 – Galleggiante ad 1 pezzo
ST04518A	STX 518 – Galleggiante a 2 pezzi
ST04519C	STX 519 – Imbracature regolabile
ST04522B	STX 540 – Imbracature fisse
ST04010A	STX 10 – Sacca di trasporto per Twin Shell

#### Accessori standard

STX 592 – Cinture due pezzi con gancio in metallo (sono fornite 3 cinture)

Poggiapiedi

#### Dati tecnici

Lunghezza	2140 ± 5 mm
Lunghezza separata	1180 mm
Larghezza	650 mm
Altezza	200 mm
Numero di maniglie	12
Materiale	PE, PP, Al, Steel
Peso <sup>(senza accessori)</sup>	13,8 kg
Portata	280 kg

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

SPENCER TWIN SHELL ARANCIO  
BARELLA C/3 STX592  
ST04020A



Classificazione CND V0899  
Numero di registrazione 171981

Rev.0 (27/11/2020)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)