

## STX 40

### Sacca di trasporto per Spencer Shell



Sacca per il trasporto e lo stoccaggio delle barelle basket Spencer Shell.

#### Caratteristiche specifiche

- Tessuto in PVC facilmente igienizzabile
- Maniglie rivestite in morbido materiale plastico per consentire un facile trasporto
- Nastri longitudinali con terminale ad anello consentono di appendere la sacca a parete
- Chiusura superiore a strap

#### Dati tecnici

Dimensioni	2150 x 610 x 200 ± 10 mm
Numero di maniglie	6
Materiale	PVC
Peso	2,35 ± 0,05 kg

STX 40 - SACCA GIALLA PER  
SHELL

**ST04040A**

Rev.0 (27/11/2020)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)