

DAKAR

Camilla nido con ruedas



Las camillas tipo cesta Spencer Dakar son instrumentos destinados a la recuperación y al transporte de los pacientes, se usan para operaciones de rescate en caso de que sea necesario proteger al paciente de impactos laterales y de que no sea posible intervenir con los equipos normales de transporte. Los dispositivos pueden equiparse con sistemas de elevación aplicados a anclajes fijos que mantengan la camilla en posición horizontal con respecto al suelo y solo si está equipada con un sistema de eslingas Spencer. No está previsto que el paciente pueda intervenir en los dispositivos.

Características específicas

El cuerpo de una sola concha hace que sea extremadamente segura y fácil de manejar
Estructura de soporte en aluminio con manijas telescópicas para lograr operaciones de elevación más seguras y sencillas
Orificios para enganchar mosquetones
Cuerda perimetral para la fijación de los cinturones y de otros accesorios
Ruedas de gran diámetro en la parte frontal para permitir movimientos cortos sobre el terreno
Colchón para aumentar el confort del paciente
Apoyapiés para mejorar la contención

Accesorios opcionales

ST04519C	STX 519 – Tracción regulable
ST04522B	STX 540 – Tracción fija

Accesorios di serie

STX 592 – Tres cinturones a dos piezas con metal
Apoyapiés

Datos técnicos

Longitud	2240 mm
Longitud con manijas extractas	2760 mm
Ancho	640 mm
Altura	190 mm
Ruedas	2 x ø 200 mm
Número de asas laterales	12
Materiales	PE, PP, Al
Peso <small>(sin accesorios)</small>	16 ± 0,5 kg
Capacidad	356 kg

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

DAKAR NARANJA CAMILLA NIDO
CON RUEDAS

ST04070B

Clasificación CND

ID de registro



V0899

171997

Rev.0 (27/11/2020)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it