

DAKAR

Barquette de sauvetage avec roues



Les civières de transport Spencer Dakar sont des protections pour la récupération et le transport des patients qui peuvent être utilisées pour des opérations de secours dans les cas où il est nécessaire de protéger le patient des chocs latéraux et qu'il n'est pas possible d'intervenir avec les équipements de transport normaux. Les dispositifs peuvent être reliés à un treuil avec des systèmes de levage applicables à ancrages fixes en maintenant dans tous les cas la civière en position horizontale par rapport au sol et uniquement si elle est équipée d'un système d'élingage Spencer. Le patient ne peut pas intervenir sur les dispositifs.

Caractéristiques spécifiques

Coque moulée d'une seule pièce pour une grande sécurité et manœuvrabilité

Châssis en aluminium avec poignées télescopiques pour des opérations de levage plus sûres

œilletons de fixation des mousquetons

Tresse s'étalant sur tout le périmètre pour la fixation des sangles ou d'autres accessoires

Roues de grand diamètre positionnées sur la partie antérieure permettant des brefs transferts en charrette

Matelas pour plus de confort pour le patient

Repose-pieds pour une meilleure contention longitudinale

Accessoires

ST04519C	STX 519 – Sangle de levage ajustable
ST04522B	STX 540 – Sangle de levage fixe

Accessoires de base

STX 592 - Trois sangles de maintien à 2 éléments avec boucle en métal

Repose-pieds

Données techniques

Longueur	2240 mm
Longueur avec poignées dépliées	2760 mm
Largeur	640 mm
Hauteur	190 mm
Roues	2 x ø 200 mm
Numéro de poignées	12
Matériaux	PE, PP, Al
Poids ^(sans accessoires)	16 ± 0,5 kg
Charge utile maximale	356 kg

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

DAKAR ORANGE BARQUETTE DE SAUVETAGE AVEC ROUES

ST04070B

Classification CND V0899

Identifiant d'enregistrement 171997



Rev.0 (27/11/2020)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it