

DAKAR

Barella basket con ruote



Le barelle basket Spencer Dakar sono presidi destinati al recupero e trasporto dei pazienti, utilizzabili per operazioni di soccorso in quei casi in cui sia necessario tutelare il paziente da urti laterali e non sia possibile intervenire con le normali attrezzature di trasporto. I dispositivi sono verricellabili con sistemi di sollevamento applicati ad ancoraggi fissi mantenendo in tutti i casi la barella in posizione orizzontale rispetto al suolo e solo se dotata di sistema di imbracatura Spencer. Non è previsto che il paziente possa intervenire sui dispositivi.

Caratteristiche specifiche

Il corpo a guscio unico la rende estremamente sicura e maneggevole

Telaio portante in alluminio con manici telescopici per rendere più sicure e semplici le operazioni di sollevamento

Dotata di occhielli per il fissaggio dei moschettoni

Cima perimetrale per il fissaggio delle cinture ed eventuali accessori

Ruote di grande diametro sul lato anteriore per permettere brevi spostamenti a terra

Materasso per aumentare il comfort del paziente

Poggiapiedi per migliorare il contenimento longitudinale

Accessori opzionali

ST04519C STX 519 – Imbracatura regolabile

ST04522B STX 540 – Imbracatura fissa

Accessori di serie

STX 592 – Cinture due pezzi con gancio in metallo (sono fornite 3 cinture)

Poggiapiedi

Dati tecnici

Lunghezza	2240 mm
Lunghezza con manici estratti	2760 mm
Larghezza	640 mm
Altezza	190 mm
Ruote	2 x ø 200 mm
Numero di maniglie	12
Materiali	PE, PP, Al
Peso <small>(senza accessori)</small>	16 ± 0,5 kg
Capacità di carico	356 kg

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

DAKAR BARELLA BASKET CON
RUOTE ARANCIO

ST04070B

Classificazione CND



V0899

Identificativo registrazione

171997

Rev.0 (27/11/2020)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it