

TOTAL

Barella da recupero



Le barelle recupero Total sono dispositivi da utilizzarsi ove le caratteristiche morfologiche dell'area di intervento richiedano attrezzature particolarmente compatte ed aderenti al paziente.

Total può essere sollevata anche con l'ausilio di sistemi di verricellamento fissati a terra, utilizzando il sistema di imbracatura dedicato.

Caratteristiche specifiche

Cinghie per traino e sollevamento
Sistema di cinghie per il montaggio della barella e la successiva piegatura prima di riporla nella sacca
Sistema di maniglie aggiuntive per il trasporto di pazienti pesanti da parte di quattro o otto operatori
Gancio in alluminio per il sollevamento
Borsa da trasporto in nylon Ripstop
Imbracatura di sollevamento in nylon

Dati tecnici

Dimensioni barella	2430 x 920 x 3 ± 10 mm
Dimensioni sacca	∅ 380 x 950 ± 10 mm
Peso barella	6 ± 0,5 kg
Peso sistema completo	10 ± 1 kg
Portata	200 kg
Materiale barella	Polietilene

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

TOTAL - BARELLA DA RECUPERO

GIALLA

ST04090A

Classificazione CND



V9099

Identificativo registrazione

194201

Rev.0 (24/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it