

TOTAL BAG

Sacca di trasporto per Total



Robusta sacca per il trasporto e lo stoccaggio della barella da recupero Total.

Caratteristiche specifiche

Consente di mantenere Total al minimo ingombro
Agevola il trasporto grazie agli spallacci imbottiti
Tasca per lo stoccaggio degli accessori di Total
Banda rifrangente per maggior visibilità
Pratica chiusura a zip
Facilmente igienizzabile

Dati tecnici

| | |
|------------|-------------|
| Dimensioni | ø380x950 mm |
| Materiali | PVC, Nylon |
| Peso | 1,5 kg |

TOTAL BAG - SACCA DI TRASPORTO ZAINABILE
PER TOTAL
ST04093C

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it