

TOTAL KON

Barella da recupero



Le barelle recupero Total Kon sono dispositivi da utilizzarsi ove le caratteristiche morfologiche dell'area di intervento richiedano attrezzature particolarmente compatte ed aderenti al paziente.

Caratteristiche specifiche

- Permette di ridurre gli ingombri di stoccaggio
- Le maniglie agevolano il trasporto
- Dotato di maniglie per il paziente
- Semplice da igienizzare

Dati tecnici

Materiale	Polietilene
Lunghezza	1200 mm
Larghezza	918 mm
Spessore	3 mm
Portata	200 kg
Peso	2 kg
Maniglie di trasporto	Poliestere
Corda per il traino prolungato	Nylon
Fasce di imbracatura per il paziente	Poliestere
Colore	Giallo

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

TOTAL KON - BARELLA DA
RECUPERO MEZZOBUSTO GIALLA
ST04095A



Rev.0 (24/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it