

TOTAL KON

Połowicze nosze ratunkowe



Połowicze nosze ratunkowe, wskazane w szczególności do akcji ratunkowych w ograniczonej przestrzeni, gdy użycie noszy pełnowymiarowych jest utrudnione lub niemożliwe.

Cechy charakterystyczne

Zmniejszona powierzchnia składowania
 Ułatwiające użytkowanie uchwyty
 Uchwyty dla pacjenta
 Łatwe w czyszczeniu

Dane techniczne

Wymiary	1200x920 ± 5 mm
Grubość	3 mm
Materiał	HDPE
Ładowność	200 kg
Waga	2 ± 0,5 kg

Klasa I Urz. Med. zgodnie z Dir. 93/42/CEE

TOTAL KON - HALF BODY
 RESCUE STRETCHER
 ST04095A



Klasyfikacja CND	V9099
Numer rejestracji	194272

Rev.1 (11/09/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it