


## STX 518

Système de flottaison universel deux éléments pour barquette de sauvetage ou table spinale



Les flotteurs sont des accessoires pour les civières de transport ou les tables spinales, à utiliser pour augmenter le degré de flottement sur l'eau du dispositif avec lequel ils sont utilisés. Le dispositif n'est pas approprié pour être utilisé avec les civières de transport Dakar, Dakota et Dakota Light puisque celles-ci ne peuvent pas être utilisées sur l'eau.

### Caractéristiques spécifiques

Système de flottaison équipé de sangles avec boucle plastique pour une installation rapide

Revêtement en PVC amovible pour simplifier les opérations de nettoyage et de séchage

### Données techniques

Dimensions du flotteur	Ø 150 x 1020 ±10 mm (par poids)
Poussée de flottement total Avec flotteurs entièrement plongés	300 N
Matériaux	PE, PVC, Nylon
Poids	2,2 ± 0,1 kg

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

STX 518 SYSTEME DE FLOTTAGE  
UNIVERSEL 2 ELEMENTS POUR  
BARQUETTE DE SAUVETAGE

ST04518B

Classification CND



V0899

Identifiant d'enregistrement

188130

Rev.0 (27/11/2020)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)