


STX 518

Galleggianti universali due pezzi per barelle basket o tavole spinali



I galleggianti sono accessori per barelle basket o tavole spinali, da utilizzarsi per incrementare il grado di galleggiamento in acqua del dispositivo con cui vengono utilizzati. Il dispositivo non è idoneo all'utilizzo con le barelle basket Dakar, Dakota e Dakota Light in quanto queste non possono essere utilizzate in acqua.

Caratteristiche specifiche

Fissaggio per mezzo di 3 fibbie a sgancio rapido
 Rivestimento in PVC rimovibile per agevolare la pulizia e l'asciugatura

Dati tecnici

Dimensioni galleggiante	Ø 150 x 1020 ± 10 mm (per pezzo)
Spinta di galleggiamento totale Con galleggianti completamente immersi	300 N
Materiali	PE, PVC, Nylon
Peso	2,2 ± 0,1 kg

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

STX 518 - GALLEGGIANTE UNIVERSALE

2 PZ. PER BASKET

ST04518B



Classificazione CND

V0899

Identificativo registrazione

188130

Rev.0 (27/11/2020)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it