

STX 519

Système de levage réglable



Les harnais sont des accessoires pour les civières de transport, à utiliser uniquement pour le levage depuis des postes fixés au sol (STX 519 e STX540), ou le glissement (STX 519). Le patient ne peut pas intervenir sur les dispositifs.

Caractéristiques spécifiques

4 mousquetons avec système de fermeture automatique

Système de réglage très simple et rapide

Données techniques

Longueur bande	Minimale 1250 mm Maximale 1680 mm
Largeur bande	50 mm / 20 mm
Poids	1,8 ± 0,1
Matériaux	Nylon, Acier, Aluminium
Type de fixation	Mousqueton
Nombre de bandes de fixation	4
Compatibilité	Toutes les civières de transport produites par Spencer
Charge statique de sécurité maximale admissible	450 kg (1000 lbs)

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

STX 519 SANGLE DE LEVAGE
REGLABLE

ST04519C

Classification CND



V0899

Numéro d'enregistrement

188142

Rev.0 (27/11/2020)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it