

## STX 519

### Sistema di imbracature regolabili



Le imbracature sono accessori per barelle basket, da utilizzarsi esclusivamente per il sollevamento da postazione fissata a terra (STX 519 e STX540), o il trascinamento (STX 519). Non é previsto che il paziente possa intervenire sui dispositivi.

#### Caratteristiche specifiche

4 ganci con sistema di chiusura e sicurezza automatico  
Sistema di regolazione semplice

#### Dati tecnici

Lunghezza nastri	Min 1250 mm Max 1680 mm
Larghezza nastri	50 mm / 20 mm
Peso	1,8 ± 0,1 kg
Materiali	Nylon, Acciaio, Alluminio
Tipo di fissaggio	Moschettone
Numero di fasce di fissaggio	4
Compatibilità	Tutte le barelle basket prodotte da Spencer
Carico statico di sicurezza massimo ammissibile	450kg (1000 lbs)

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

STX 519 - SISTEMA DI  
IMBRACATURA REGOLABILE

**ST04519C**

**Classificazione CND** V0899

**Numero registrazione** 188142



Rev.0 (27/11/2020)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)