


## STX 537

Flotador universal para camillas tipo cesta o tableros espinales



Los flotadores son accesorios para camillas tipo cesta o tableros espinales, a utilizar para aumentar el grado de flotación en agua del dispositivo con el que se utilizan. El dispositivo no es apropiado para su uso con las camillas tipo cesta Dakar, Dakota y Dakota Light dado que estas no pueden ser utilizadas en el agua.

### Características específicas

Flotador con fijación mediante hebillas de liberación rápida  
Forro de PVC removible para facilitar la limpieza y el secado

### Datos técnicos

Dimensiones flotador	Ø 150 x 3330 ±10 mm
Empuje de flotación total Con flotadores completamente sumergidos	550 N
Materiales	PE, PVC, Nylon
Peso	3,1 ± 0,1 kg

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

STX 537 - FLOTADOR UNIVERSAL PARA  
CAMILLAS NIDO 1 PIEZA

ST04525B

Classificación CND



V0899

ID de registro

187804

Rev.0 (27/11/2020)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)