


STX 537

Système de flottaison universel pour barquette de sauvetage ou table spinale



Les flotteurs sont des accessoires pour les civières de transport ou les tables spinales, à utiliser pour augmenter le degré de flottement sur l'eau du dispositif avec lequel ils sont utilisés. Le dispositif n'est pas approprié pour être utilisé avec les civières de transport Dakar, Dakota et Dakota Light puisque celles-ci ne peuvent pas être utilisées sur l'eau.

Caractéristiques spécifiques

Système de flottaison équipé de sangles avec boucle plastique pour une installation rapide
 Revêtement en PVC amovible pour simplifier les opérations de nettoyage et de séchage

Données techniques

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Dimensions du flotteur | Ø 150 x 3330 ± 10 mm |
| Poussée de flottement | 550 N |
| Avec flotteurs entièrement plongés | |
| Matériaux | PE, PVC, Nylon |
| Poids | 3,1 ± 0,1 kg |

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

STX 537 - SYSTEME DE FLOTTAGE 1
 ELEMENT UNIVERSEL POUR
 BARQUETTE DE SAUVETAGE
 ST04525B



| | |
|------------------------------|--------|
| Classification CND | V0899 |
| Identifiant d'enregistrement | 187804 |

Rev.0 (27/11/2020)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it