

## SPENCER SX-R

### Civière de relevage



Spencer SXR est une civière de relevage à trois lames pour le ramassage et le chargement de patients sur des supports d'immobilisation ou de transport tels que les plan durs, matelas à dépression ou des brancard de transport.

#### Caractéristiques spécifiques

Structure extrêmement légère et solide  
 Les réglages en longueur la rendent extrêmement versatile  
 Pliable en deux pour réduire l'encombrement  
 Facile à nettoyer  
 Les nombreuses poignées simplifient le portage  
 Sangles avec pochette de rangement

#### Équipement standard

ST00593A K belt 3 – jeu de trois sangles STX597

#### Accessoires

ST05009A SX Bag – Housse de transport orange  
 ST05018C SXV – Système de fixation verticale 20G  
 ST05019C SXO – Système de fixation horizontale 20G

#### Normes Techniques

UNI EN 1865-1

#### Données techniques<sup>1</sup>

Longueur raccourcie	1660 mm
Longueur intermédiaire 1	1780 mm
Longueur intermédiaire 2	1900 mm
Longueur intermédiaire 3	2050 mm
Longueur pliée	1190 mm
Épaisseur pliée	70 mm
Épaisseur dépliée	60 mm
Largeur	440 mm
Matériaux	Aluminium
Capacité de portage	170 kg
Poids	7,9 ± 0,4 kg

<sup>1</sup> Mesures de longueur sont soumises à des tolérances de ± 10 mm

DM de classe I conformément à la Dir. 93/42/CEE

SXR RED KEY - CIVIÈRE DE RELEV. 3  
 LAMES ET JEU DE 3 SANGLES

**ST05001B**

Classification CND V9099  
 Numéro d'inscription 91816

