

## SPENCER SX-R

### Maca pluma



Spencer SX é uma maca pluma com 3 lâminas para a recolha e o carregamento de pacientes em meios de imobilização ou de transporte, tais como planos duros, macas de vácuo ou macas de transporte.

#### Características específicas

Quadro extremamente leve e durável  
Os ajustes do comprimento garantem uma grande versatilidade  
Dobrável para economizar espaço  
Superfícies lisas fácil de higienizar  
As numerosas pegas facilitam o transporte  
Cintos equipados com bolsa de transporte

#### Acessórios

ST00593A K belt 3–tres cintos de uma peça STX597

#### Acessórios opcionais

ST05009A SX Bag – Bolsa de transporte laranja  
ST05018C SXV – Sistema de fixação vertical 20G  
ST05019C SXO – Sistema de fixação horizontal 20G

#### Cumprimento com

UNI EN 1865-1

#### Dados técnicos <sup>1</sup>

Comprimento encurtada	1660 mm
Comprimento intermédio 1	1780 mm
Comprimento intermédio 2	1900 mm
Comprimento intermédio 3	2050 mm
Comprimento dobrada	1190 mm
Profundidade dobrada	70 mm
Profundidade esticada	65 mm
Largura	440 mm
Materiais	Alumínio
Capacidad	170 kg
Peso	7,9 ± 0,4 kg

<sup>1</sup> As medidas de comprimento estão sujeitas à tolerância de ± 10 mm

DM de classe I de acordo com a Dir. 93/42/CEE

SXR RED KEY –MACA PLUMA COM  
3 LÂMINAS E 3 CINTOS  
ST05001B

Classificação CND



V9099

ID de registro

91816

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)