

SPENCER SX-R

Civière de relevage



Spencer SXR est une civière de relevage à deux lames pour le ramassage et le chargement de patients sur des supports d'immobilisation ou de transport tels que les plan durs, matelas à dépression ou des brancard de transport.

Caractéristiques spécifiques

Structure extrêmement légère et solide
 Les réglages en longueur la rendent extrêmement versatile
 Pliable en deux pour réduire l'encombrement
 Facile à nettoyer
 Les nombreuses poignées simplifient le portage
 Sangles avec pochette de rangement

Équipement standard

ST00593A K belt 3 – jeu de trois sangles STX597

Accessoires

ST05009A SX Bag – Housse de transport orange
 ST05018C SXV – Système de fixation verticale 20G
 ST05019C SXO – Système de fixation horizontale 20G

Conformes à la norme

UNI EN 1865-1

Données techniques ¹

Longueur raccourcie	1660 mm
Longueur intermédiaire 1	1780 mm
Longueur intermédiaire 2	1900 mm
Longueur intermédiaire 3	2050 mm
Longueur pliée	1190 mm
Épaisseur pliée	70 mm
Épaisseur dépliée	60 mm
Largeur	440 mm
Matériaux	Aluminium
Capacité de portage	170 kg
Poids	7,6 ± 0,4 kg

¹ Mesures de longueur sont soumises à des tolérances de ± 10 mm

DM de classe I conformément à la Dir. 93/42/CEE

SPENCER SXR RED KEY 2 LAMES
 AVEC JEU DE 3 SANGLES.

ST05002A

Classification CND V9099

Numéro d'inscription 91818

