

SPENCER SX-R

Barella cucchiaio



Spencer SX è una barella cucchiaio a due lame per la raccolta e il caricamento dei pazienti su supporti d'immobilizzazione o trasporto quali tavole spinali, materassi a depressione o barelle di trasporto.

Caratteristiche specifiche

Struttura estremamente leggera e resistente
 Le regolazioni in lunghezza ne garantiscono grande versatilità
 Pieghevole per ridurre gli ingombri
 Superfici lisce facilmente igienizzabili
 Le numerose maniglie agevolano il trasporto
 Cinture dotate di sacca di trasporto

Accessori di serie

ST00593A K belt 3—tre cinture un pezzo STX597

Accessori Opzionali

ST05009A SX Bag – Sacca di trasporto arancio
 ST05018C SXV – Sistema di fissaggio verticale 20G
 ST05019C SXO – Sistema di fissaggio orizzontale 20G

Conforme a

UNI EN 1865-1

Dati tecnici ¹

Lunghezza accorciata	1660 mm
Lunghezza intermedia 1	1780 mm
Lunghezza intermedia 2	1900 mm
Lunghezza intermedia 3	2050 mm
Lunghezza piegata	1190 mm
Spessore piegata	70 mm
Spessore distesa	60 mm
Larghezza	440 mm
Materiali	Alluminio
Capacità di carico	170 kg
Peso	7,6 ± 0,4 kg

¹ Le misure di lunghezza sono soggette a tolleranze di ± 10 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPENCER SXR RED KEY BAR.CUC.2
 LAME C/SET 3 CINT.

ST05002A

Classificazione CND



V9099

Identificativo registrazione

91818

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it