

SPENCER SX-R

Nosze podbierakowe



Spencer SX to nosze o dwóch łyżkach, służące do podnoszenia i transportu pacjentów w unieruchomieniu a także przenoszenia ich na deski ortopedycznych, materace próżniowe czy nosze transportowe.

Cechy charakterystyczne

Niezwykle lekka i wytrzymała konstrukcja
Możliwość regulacji długości dająca niezwykłą uniwersalność.
Składane dla oszczędności powierzchni składowania.
Łatwa w czyszczeniu gładka powierzchnia
Duża ilość uchwytów ułatwiająca przenoszenie.
Pasy z torbą transportową

Standardowe akcesoria

ST00593A K belt 3–zestaw trzech pasów STX597

Dodatkowe akcesoria

ST05009A SX Bag – Pomarańczowa torba transportowa
ST05018C SXV – 20G pionowy system mocowania 20G
ST05019C SXO – 20G poziomy system mocowania 20G

Zgodność z normą

UNI EN 1865-1

Dane techniczne ¹

Długość minimalna	1660 mm
Długość pośrednia 1	1780 mm
Długość pośrednia 2	1900 mm
Długość pośrednia 3	2050 mm
Długość po złożeniu	1190 mm
Wysokość po złożeniu	70 mm
Wysokość po otwarciu	60 mm
Szerokość	440 mm
Materiał	Aluminiem
Ładowność	170 kg
Waga	7,6 ± 0,4 kg

¹ Podane długości mają tolerancję ± 10 mm

Klasa I Urz. Med. Zgodnie z Dir. 93/42/CEE

SPENCER SXR PICKUP STR.2
BLADES W/SET 3 BELTS

ST05002A

Klasyfikacja CND



V9099

Numer rejestracji

91818

Rev.3 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it