

SXV

Support mural vertical pour civière de relevage



Système de fixation mural dédié pour la fixation de civière de relevage Spencer SX en position verticale .

Caractéristiques spécifiques

Extrêmement robuste et léger
Simple d'utilisation et d'installation
Système de verrouillage rapide

Données techniques

Dimensions ^{élément long}	440x25x95 ± 5 mm
Dimensions ^{élément court}	180x60x60 ± 5 mm
Matériaux	Al, Nylon, laiton
Poids ^(total)	520 ± 20 g

Standard de référence

Aucun

Dispositif de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

SXV SUPPORT MURAL POUR CIVIERE
CUILLERE SPENCER SX

ST05017A

Classification CND V9099

Identifiant d'enregistrement 91873



Rev.2 (18/07/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it