

## SXV 20G

### Mocowanie pionowe do noszy podbierakowych



Mocowanie opracowane do noszy podbierakowych Spencer SX.

#### Cechy charakterystyczne

Niezwykle lekkie i wytrzymałe  
 łatwe w użyciu i instalacji.  
 Zaprojektowane do przeciążeń osiągających 20 G

#### Dane techniczne

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Wymiary <sup>(cz. długa)</sup>  | 440x25x95 ± 5 mm |
| Wymiary <sup>(cz. krótka)</sup> | 180x60x60 ± 5 mm |
| Materiał                        | Al, Nylon, brass |
| Waga <sup>(całkowita)</sup>     | 790 ± 10 g       |

#### Zgodność z normami

EN 1789

Klasa I Urz. Med. zgodnie z Dir. 93/42/CEE

SXV VERTICAL WALL BRACKET 20  
 FOR PICK UP STRETCHER

ST05018C

Klasyfikacja CND V9099

Numer rejestracji 91914



Rev.2 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)